

COVID-19 검사용 타액(침) 수집법

본 검사 키트에는 타액 샘플 캡 튜브, 깔때기, 알코올 솜, 흡수 패드 및 멸균 백이 포함되어 있습니다. 타액(침) 샘플을 이용해 COVID-19를 검사합니다.

다음 단계를 따르세요

1 일어나자마자 타액을 수집하십시오

지정된 수집일에 제일 먼저 타액을 수집하십시오.

- 아동이 타액 샘플 튜브를 사용하기 30분 전에 음식을 먹거나, 마시거나, 이를 닦거나, 껌을 씹지 않도록 하십시오.



2 타액 튜브를 조립합니다

- 빈 타액 샘플 튜브의 뚜껑을 개봉합니다 (엽니다).
- 사진과 같이 빈 타액 샘플 튜브에 깔때기를 삽입합니다.




3 타액을 빨습니다

- 아동의 입을 깔때기 위에 두십시오.
- 아동에게 좋아하는 음식을 떠올리라고 말하면 타액이 더 많이 분비될 수 있습니다.
- 튜브의 빨간 선까지 타액을 채웁니다.




타액 거품이 빨간 선 위쪽에 있어야 합니다.

- 타액이 튜브 내부에서 "들러붙는다면" 튜브를 부드럽게 흔들어 타액을 아래로 이동시키십시오.
- 아동이 필요한 타액을 분비하는 데 5분 이상 소요될 수 있습니다.



4 깔때기를 제거합니다

- 타액 샘플 튜브의 캡을 단단히 돌려 닫습니다.
- 깔때기를 버립니다.
- 타액 샘플 튜브의 바깥을 알코올 솜으로 닦아내 필요 없는 타액을 씻어냅니다.
- 1분 동안 놓아둡니다. 그리고 아래 사진과 같이 타액 샘플 튜브에 라벨을 붙입니다.
- 이름과 생일이 잘 보이는지 확인하십시오.



5 보낼 준비를 합니다

- 라벨이 붙은 타액 샘플 튜브를 멸균 백에 넣습니다.
- 타액 샘플이 흡수 패드에 접촉했는지 확인하십시오.
- 백을 단단히 밀봉합니다.
- 라벨 한 개를 멸균 백 바깥에 붙입니다.
- 이름과 생일이 잘 보이는지 확인하십시오.



6 샘플을 보냅니다

샘플은 수집한 날짜에 반납해야 합니다.

- 타액 샘플 튜브가 담긴 멸균 백을 학교의 수거지에 반납합니다.
- 검사 결과는 샘플이 학교에 전달된 후 1~2일 이내에 OHSU Health 이메일(k12covidtesting@ohsuhealthmarketing.com)을 통해 받으실 수 있습니다.

설명서와 남은 이름 라벨은 보관하고 사용한 재료는 모두 버리십시오.