

如何采集唾液完成 COVID-19 检测

检测工具套件包括：带盖子的唾液采样管、漏斗、含酒精湿巾、吸收垫和生物危害品袋。我们将使用您所提供的唾液样本完成 COVID-19 检测。

操作步骤如下

1 起床后立即采集唾液

在指定的采集日，第一件要做的事情就是采集唾液。

- 使用唾液采样管采集唾液之前的 30 分钟内，**不要**让孩子用餐、喝水、刷牙或嚼口香糖。



2 组装唾液采样管

- 打开（拧开）空唾液采样管的盖子。
- 将漏斗插入空唾液采样管中，如图所示。




3 开始采集

- 让孩子将嘴放在漏斗上方。
- 让孩子想想自己最喜欢吃的食物，这样有助于产生更多唾液。
- 采集唾液至采样管的红线处。




唾液泡沫需要高于红线。

- 如果唾液“粘”在管子里，可以轻轻敲击管子，帮助唾液流到底部。
- 要为孩子采集到足够多的唾液量，可能需要超过 5 分钟。



4 取下漏斗

- 拧紧采样管上的盖子。
- 扔掉漏斗。
- 用含酒精湿巾擦拭唾液采样管的外表面，清理多余的唾液。
- 静置 1 分钟。然后，如下图所示，将标签贴在唾液采样管上。
- 确保姓名和出生日期清晰可见。



5 准备寄送

- 将贴有标签的唾液采样管放入生物危害品袋中。
- 确保唾液采样管接触到吸收垫。
- 将口袋封好。
- 在生物危害品袋的外侧贴上标签。
- 确保姓名和出生日期清晰可见。



6 寄送样本

样本必须在采集日当天寄回。

- 将装有唾液采样管的生物危害品袋寄回学校的采集地点。
- 将样本送交学校后的 1 至 2 天内，OHSU Health (K12covidtesting@ohsuhealthmarketing.com) 将以电子邮件通知您检测结果。

保存好相关说明和其余的姓名标签，并扔掉所有已用过的材料。

感谢您配合完成 K-12 返校 COVID-19 检测项目。