

如何採集唾液用於 COVID-19 檢驗

檢驗套件包括：帶蓋子的唾液採樣管、漏斗、含酒精濕巾、吸水墊與生物危害袋。我們使用您所提供的唾液樣本完成 COVID-19 檢驗。

操作步驟如下

1 起床後立即採集唾液

在指定的採集日，第一件事就是採集唾液。

- 使用唾液採樣管採集唾液前 30 分鐘內，**不要**讓孩子用餐、喝水、刷牙或嚼口香糖。



2 組裝採樣管

- 打開（旋開）空唾液採樣管的蓋子。
- 將漏斗插入空唾液採樣管中，如圖所示。




3 開始採集

- 讓孩子將嘴放在漏斗的上方。
- 讓孩子想想自己最愛吃的食物，幫助他們分泌更多唾液。
- 採集唾液至採樣管的紅線處。




唾液泡必須在紅線以上。

- 如果唾液「黏」在管內部，請輕敲採樣管，幫助唾液流至底部。
- 讓孩子分泌出足夠多的唾液需要超過 5 分鐘。



4 取出漏斗

- 將蓋子旋緊在唾液採樣管上。
- 丟棄漏斗。
- 使用含酒精濕巾擦拭唾液採樣管的外表面，清理多餘的唾液。
- 靜置 1 分鐘。然後，在唾液採樣管上貼標籤，如下圖所示。
- 確保姓名與出生日期清楚可見。



5 準備寄回

- 將貼有標籤的唾液採樣管放入生物危害袋中。
- 確保唾液採樣管接觸到吸水墊。
- 將袋子封好。
- 在生物危害袋的外側貼上標籤。
- 確保姓名與出生日期清楚可見。



6 寄回樣本

樣本必須於採集當日寄回。

- 將裝有唾液採樣管的生物危害袋寄回學校的採集點。
- 將樣本交至學校後的 1 至 2 天內，您將從 OHSU Health (K12covidtesting@ohsuhealthmarketing.com) 收到一封電子郵件，其內包含您的檢驗結果。

保留用法說明與剩餘的姓名標籤，並丟棄所有已用過的材料。

感謝配合完成 K-12 返校 COVID-19 檢驗計畫。